

Переносной регулятор давления с резьбовым входом

Переносной регулятор давления Silbermann с резьбовым входом имеет вход 3/4G для кислорода и вход 5/8G для медицинского воздуха. Он снижает и регулирует высокое входное давление из баллона с кислородом или медицинским воздухом до соответствующего выходного давления для оказания помощи пациентам.

Доступен с различными типами выходных соединений, включая Diss, Sil-Ohio, ENV, немецкий стандарт DIN, BS, тип Puritan Bennett и CGA, для обеспечения совместимости с различными медицинскими кислородными системами.

Регуляторы давления разработаны для безопасного использования, надёжности и точности.

Предназначены для использования в больницах, клиниках, автомобилях скорой помощи и практически для всех потребностей экстренной помощи. Селектор расхода можно использовать для обеспечения выбранного расхода газа, необходимого для оказания помощи пациентам во время респираторной терапии, экстренной помощи, транспортировки или других клинических применений.



Технические данные

- Входное соединение: резьбовой вход Din, BS, CGA и другие...
- Входное давление: до 200 бар
- Селектор расхода: 0,5; 1; 1,5; 2; 3; 4; 6; 8; 10; 15; 25 л/мин
- Манометр: спирального типа, 0–315 бар или 0–315 KPaх100
- Корпус: латунь с покрытием (в соответствии с обновлённым NFPA99)
- Газы: кислород, медицинский воздух

Применимые стандарты:

- EN ISO 10524-1 (Регуляторы давления с устройством измерения расхода).
- CGA E7 (Американский стандарт).

Система управления качеством Silbermann:

- EN ISO 13485-2016
- ISO 9001-2015
- Имеет маркировку CE





Каталожные номера для кислорода

№	Каталожный номер	Вход	Тип соединения выхода под давлением*	Соединение выхода потока
1	1503400	3/4G	-----	Шланг 1/8"
2	1505400	3/4G	DISS	Шланг 1/8"
3	1505410	3/4G	DISS	9/16" (DISS)
4	1505420	3/4G	2 DISS	Шланг 1/8"
5	1507410	3/4G	SIL-Ohio**	Шланг 1/8"
6	1507420	3/4G	SIL-Ohio + DISS	Шланг 1/8"
7	1507425	3/4G	ENV + DISS	Шланг 1/8"
8	1507430	3/4G	Puritan Bennet	Шланг 1/8"
9	1507435	3/4G	Puritan Bennet + DISS	Шланг 1/8"
10	1507436	3/4G	BS	Шланг 1/8"
11	1507440	3/4G	SIL-Ohio + Puritan Bennet	Шланг 1/8"
12	1507450	3/4G	DIN	Шланг 1/8"
13	1507460	3/4G	ENV	Шланг 1/8"
14	1507470	3/4G	SIL-Ohio	9/16" (DISS)
15	1503406	CGA	-----	9/16" (DISS)
16	1503440	BS ^{Bullnose}	-----	9/16" (DISS)
17	1507475	BS ^{Bullnose}	BS	9/16" (DISS)



Каталожные номера для медицинского воздуха

№	Каталожный номер	Вход	Тип соединения выхода под давлением	Соединение выхода потока
1	1534410	5/8G	SIL-Ohio	Шланг 1/8"
2	1534420	5/8G	Puritan Bennet	Шланг 1/8"
3	1534430	5/8G	ENV	Шланг 1/8"
4	1534440	5/8G	DIN	Шланг 1/8"
5	1534450	5/8G	SIL-Ohio + Puritan Bennet	Шланг 1/8"
6	1534460	5/8G	DISS	Шланг 1/8"

* NIST, BS и другие типы выходов доступны по запросу заказчика.

** Выход SIL-Ohio относится к типу Ohmeda.